

PCR ethidium bromid

V KVALITĚ VHODNÉ PRO ANALÝZU PCR PRODUKTŮ
(katalogové číslo P046, P047)

rev. 01/2022

Popis

Jedná se o roztok ethidium bromidu (10 mg/ml) v PCR H₂O v kvalitě vhodné pro analýzu PCR produktů.

Technické údaje

Skladování

- Skladovat při při teplotě 4°C ± 3°C.

Balení

- PCR ethidium bromid je dodáván ve šroubovacích umělohmotných zkumavkách o objemu 1 ml.

Kontrola kvality

- Každá šarže PCR ethidium bromidu je testována na použití pro vizualizaci DNA fragmentů při gelové elektroforéze v PCR agaróze (kat. č. P045). Konečné ředění v gelu bývá 0,5 µg/ml.

| Kat. č. | Název výrobku a specifikace | Množství |
|---------|-----------------------------|----------|
|---------|-----------------------------|----------|



| | | |
|------|---------------------|--------|
| P046 | PCR ethidium bromid | 1ml |
| P047 | PCR ethidium bromid | 5x 1ml |