

PCR olej

LEHKÝ MINERÁLNÍ OLEJ V KVALITĚ VHODNÉ PRO PCR
(katalogové číslo P043)

rev. 01/2017

Popis

DNázy a RNázy nedetekovatelné.

Technické údaje

Skladování

- Skladovat při pokojové teplotě.

Balení

- PCR olej se dodává v umělohmotné zkumavce se šroubovacím uzávěrem o objemu 15 ml.

Kontrola kvality

- Každá šarže PCR oleje je testována v RT-PCR testu.

Kat. č.	Název výrobku a specifikace	Množství
P043	PCR olej	15 ml

