

PCR vkládací pufr Edge

V KVALITĚ VHODNÉ PRO ANALÝZU PCR PRODUKTŮ
(katalogové číslo P062, P063)

rev. 01/2017

Popis

Vkládací „loading“ pufrы jsou roztoky o vysoké hustotě, které usnadňují vkládání vzorků do jamek v gelu. PCR vkládací pufr Edge obsahuje bromofenolovou modř a umožňuje snadnou detekci a densitometrickou kvantifikaci DNA fragmentů v oblasti kolem 5 kb. Na 10 µl PCR produktu se přidávají 2-3 µl vkládacího pufru Edge.

Technické údaje

Skladování

- Skladovat při teplotě 4°C ± 3°C.

Balení

- PCR vkládací pufr Edge je dodáván ve zkumavkách o objemu 1,5 ml.

Kontrola kvality

- Každá šarže PCR vkládacího pufru Edge je testována na použití pro nanášení DNA fragmentů při elektroforéze v PCR agaróze (kat. č. P045).

Kat. č.	Název výrobku a specifikace	Množství
P062	PCR vkládací pufr Edge	1,5 ml
P063	PCR vkládací pufr Edge	5x 1,5 ml

